

Ihre Patientin/Ihr Patient hat einen insulinpflichtigen Diabetes mellitus und hat
eine Insulinpumpe

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

1 Tag vor der Untersuchung:

- Basalrate 2 Stunden nach dem Mittagessen auf 80 % einstellen.
- Bis nach der Untersuchung keine Boli mehr spritzen.

Am Untersuchungstag:

- Basalrate vor der ersten Mahlzeit wieder auf 100 % einstellen.
- Keine Boli vor der ersten Mahlzeit.
- Pumpe nicht ausziehen.

Wir möchten Sie bitten, das Vorgehen mit dem Patienten zu besprechen.

Wir danken für die Zusammenarbeit und stehen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.